



DHM



"Somos una empresa especializada con 11 años de experiencia en la importación, comercialización e implementación de test de diagnóstico rápido In-Vitro, para detección de Alcohol en Saliva y Aliento, Drogas de abuso en saliva y orina, enfermedades infecciosas y fertilidad".

A low-angle photograph of several modern skyscrapers with glass facades, reaching towards a bright sky. The buildings are reflected in each other, creating a sense of height and urban density. The lighting is bright, suggesting a sunny day.

**¿QUIENES
SOMOS?**

Cuando la detección es de vital importancia, la elección de una prueba de diagnóstico rápido de DHM puede marcar la diferencia, con resultados precisos en los que puedes confiar.

DHM


C O V I D - 1 9

ANTIBODY - ANTIGEN

SOLUCIONES COVID-19

RAPID ANTIGEN COVID TEST

ORIENT GENE
HEALGEN



Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab)

Orient Gene / Healgen

Sensibilidad. 97.5%

Especificidad 100%

Según validación Secundaria realizada por el Laboratorio de Investigación de Biología Molecular de La Universidad del Atlántico



Registro Sanitario INVIMA

CCAA de Reactivos In-Vitro INVIMA

VUCE

Validación Secundaria

Resultados rápidos y confiables

Presentación KIT x 20 unidades

Resultados cualitativos, leídos visualmente en 10 minutos

Almacenamiento a temperatura ambiente o refrigerado (2-30°C)

Control interno procedimental incluido



Hisopos estériles, tampón de extracción y tubos de extracción incluidos

Coronavirus IgG/IgM Antibody Rapid test
Orient Gene / Healgen
Alta Sensibilidad y Especificidad
Altamente sensible a la efectividad de las Vacunas



Registro Sanitario INVIMA
CCAA de Reactivos In-Vitro INVIMA
VUCE



Validación Secundaria
Resultados rápidos y confiables



Presentación KIT x 25 unidades
Resultados cualitativos, leídos visualmente en 10 minutos
Almacenamiento a temperatura ambiente o refrigerado
(2-30°C) Control interno procedimental incluido
Hisopos estériles, tampón de extracción y tubos de
extracción incluidos



SOLUCIONES COVID-19

IgG/IgM RAPID TEST (WHOLE BLOOD SERUM PLASMA)

ORIENT GENE
HEALGEN



Las Pruebas de Detección Rápida de Alcohol y Drogas identifica de manera rápida y confiable varias drogas y su metabolitos principales mediante su presencia en la orina, saliva y aliento, es una prueba precisa, combina una alta sensibilidad con mayor facilidad de uso.

S U S T A N C I A S P S I C O A C T I V A S

DETECCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS



DRUG TEST

Pruebas de diagnóstico rápido para la detección de sustancias psicoactivas y/o drogas de abuso a través de una muestra de orina. Resultados cualitativos con el 99% de confiabilidad en 5 minutos. Incluye control de temperatura para determinar posible adulteración en la muestra de orina. La Prueba de Detección Rápida de Drogas identifica de manera rápida y confiable varias drogas y su metabolitos principales mediante su presencia en la orina. El principio inmunoquímico en la tira de prueba es preciso, combina una alta sensibilidad con mayor facilidad de uso.

CUP

Pruebas de Drogas en Orina (Vaso)



VASO DESDE 5 HASTA 14 TIPOS DE SUSTANCIAS DIFERENTES, EN MULTIPLES COMBINACIONES

Adicional se pueden incluir 3 tipos de Adulterantes + Tira medición de temperatura



PANEL DESDE 1 HASTA 12 TIPOS DE SUSTANCIAS DIFERENTES, EN MULTIPLES COMBINACIONES

Adicional se pueden incluir 3 tipos de Adulterantes

D R U G T E S T

Pruebas de diagnóstico rápido para la detección de sustancias psicoactivas y/o drogas de abuso a través de una muestra de orina. Resultados cualitativos con el 99% de confiabilidad en 5 minutos. Incluye control de temperatura para determinar posible adulteración en la muestra de orina. La Prueba de Detección Rápida de Drogas identifica de manera rápida y confiable varias drogas y su metabolitos principales mediante su presencia en la orina. El principio inmunoquímico en la tira de prueba es preciso, combina una alta sensibilidad con mayor facilidad de uso.

PANEL

Pruebas de Drogas en Orina (Panel)

DRUG TEST (ORAL FLUID)



CUBO PARA DETECCIÓN DESDE 5 HASTA 12 SUSTANCIAS DIFERENTES EN SALIVA

Las pruebas de saliva están indicadas para la detección reciente de estupefacientes o para saber si una persona está bajo la influencia de estas sustancias. El test de saliva mide el elemento psicoactivo de la droga. De esta forma, la detección de este compuesto también indicará su presencia en sangre. los test de saliva permiten detectar el consumo de drogas con inmediatez. Es decir, puede aportar un resultado positivo en escasos minutos si la persona tomó sustancias tóxicas poco tiempo antes.

ALCOHOL TEST

Prueba desechable a través del aliento, que detecta la presencia del alcohol en varios niveles con resultados cualitativos. Un cambio de color del contenido dentro de la unidad proporciona una lectura clara. La prueba es compacta, no invasiva y puede ser fácilmente administrada.


TUBO

Prueba de Alcohol en Aliento (Tubo)



PRUEBA RÁPIDA SEMI-CUANTITATIVA DE ALCOHOL EN ALIENTO

Prueba para medir el alcohol en el aliento humano. Los resultados son usados en el diagnóstico de intoxicación por alcohol. El Detector de Alcohol en Aliento es una prueba semi-cuantitativa de tamizado rápido.



PRUEBA RÁPIDA DE ALCOHOL EN SALIVA

Como un método rápido y altamente sensible para detectar la presencia de alcohol en la saliva para una concentración de alcohol en la sangre (BAC) mayor al 0.02%

ALCOHOL TEST

Las tiras reactivas de Alcohol permiten mediante un ensayo Inmunocromatográfico la determinación visual cualitativa en un sólo paso de la presencia del alcohol en saliva, es un método rápido y altamente sensible para detectar la presencia de alcohol en la saliva y proporcionar una aproximación semicuantitativa de la concentración de alcohol en sangre.

TIRA

Prueba de Alcohol en Saliva (Tira)



DHM